

An
alle Anwender von Infusionsbeuteln
der Fa. IMPROMEDIFORM GmbH

Lüdenscheid, 16. Juli 2003

Tiefkühlfähigkeit der Infusionsbeutel

Hiermit bestätigen wir, dass unsere Infusionsbeutel unter üblichen Bedingungen
(-18° bis -22°C) tiefkühlfähig sind.
Informationen über Anwendungsrisiken hinsichtlich der beabsichtigten Verwendung
liegen nicht vor.

IMPROMEDIFORM GmbH



Karl-Heinz Schneider
Leiter Qualitätssicherung / QMB

Gielster Stück 11
D - 58513 Lüdenscheid
Tel.: 0 23 51 - 55 06 10
Fax: 0 23 51 - 55 06 11

www.impromediform.de
info@impromediform.de

Sparkasse Lüdenscheid
BLZ 458 500 05, Konto-Nr. 100 040
Volksbank Lüdenscheid-Halver eG
BLZ 458 600 33, Konto-Nr. 85 999 000

Umsatzsteuer ID-Nr. DE 12 58 03 184
Steuernummer: 332 / 5751 / 1956
Geschäftsführer: Rolf Holthaus,
Marc Holthaus, Peter Esch, HRB 22 68

Zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001: 2000